

## Couvercle de préfiltre 501

ref:  
PG-501



1. Composant approuvé du système de connexion

2. Conçu pour le filtre à particules 7N11

3. Le composant est compatible avec les modèles d'absorbeurs de filtre 701 et 702 et peut donc être utilisé avec des respirateurs et des masques avec les deux voies FFS680, 7500 et S600.

4. Couleur: blanc translucide.

Emballage:

20 pièces dans une boîte de 515x100x115mm  
Boîte de 200 pièces, dimensions: 520/235 / 255 mm  
Poids du carton: 2,20 kg

Matériaux:

polypropylène

Poids de 1 pièce: 11g.

Espace de rangement:

Conserver dans son emballage d'origine sans composants de purification d'air, avec instructions. À des températures de -20 ° C à + 50 ° C. Humidité HR <80%, à l'abri du soleil.

Durée de vie:

La couverture de recouvrement correctement stockée et emballée à l'origine a une date d'expiration de 5 ans à compter de la date de fabrication. La date de fabrication figure sur le filtre et sur l'emballage.

Certification:

Le couvercle utilisé avec le filtre 7N11 est conforme à la norme EN 143:2000+A1:2008

**CE 2056**

Organisme notifiant: 2056  
SAI Global Assurance Services Ltd.  
Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill  
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom

