



- Lekkie nosze (5,5 kg), idealnie nadają się do użycia w akcjach ratowniczych w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach oraz w akcjach ratowniczych w pionie
- Po zainstalowaniu ofiary nosze stają się sztywne.
- Może być używany poziomo i pionowo.
- Nosze wyposażone w 4 czarne uchwyty do przenoszenia w poziomie (po 2 z każdej strony)
- Zestaw pasów do szybkiego i bezpiecznego zamocowania pacjenta.
- Zestaw pasów do podnoszenia.
- Maksymalne obciążenie: 150 kg.
- Wyposażony w kompaktową i łatwą do przenoszenia torbę transportową.
- Masa włącznie z pokrowcem i akcesoriami: 8 kg.

Materiał komponentów:

Nosze: polipropylen.

Pasy: poliester i poliamid.

Uchwyty: poliester.

Rozmiar:

2.5 m x 0.9 m

**Waga:**

5.5kg

KOD HS

9402 90 00

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

38 x 38 x 95 cm / 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

PRODCENT**KRATOS SAFETY**

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR**OXYLINE Sp.żo.o**

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu